

## INELASTIQUES

## BANDES

## ELASTIQUES

ANTI-ŒDEME	ALLONGEMENT COURT	KITS COMMERCIAUX	ALLONGEMENT LONG
Médica Sigvaris Anti-œdème Thuasne	Flexidéal, Biflexidéal, Rosidal, Somos Biplast (Adhesive)	Coban2 (2 <sup>e</sup> bande Cohesive) Urgo K2 (2 <sup>e</sup> bande Cohesive) Kit Biflex Profore Rosidal Sys Botte élasto compressive (Adhesive)	Biflex Idealflex Dupraflex
<b>Indications :</b> - Lymphœdème - OMI sur Insuffisance veineuse - Ulcères veineux, mixtes - Angiodermite	<b>Indications :</b> - Lymphœdème - OMI, - TVP, - Insuffisance veineuse, - Ulcères veineux/mixte (IPS>0,7)	<b>Indications :</b> - Lymphœdème - Ulcères veineux, veino-lymphatiques ou mixte (IPS>0,8?)	<b>Indications :</b> - Lymphœdème - Insuffisance veineuse - Chir varices - Ulcères veineux - OMI post opératoires - TVP (préventif/curatif)
Posée sur 24h Réutilisable, lavable <b>PAS DE CROCHETS</b> Ne pas couper Redescente de la bande possible	Posée sur 24h (à 48h?) Réutilisable, lavable <b>PAS DE CROCHETS</b> Ne pas couper  Pour les Cohesives et Adhesives, posees sur 2 à 7 jours : A jeter après utilisation  Redescente de la bande possible	Pour les Cohesives et Adhesives, posees sur 2 à 7 jours : A jeter après utilisation  Redescente de la bande possible	Posée sur 12h Lavable et réutilisable <b>PAS DE CROCHETS</b> Ne pas couper Ne pas redescendre avec la bande

Contention

Compression